

ПАЛМЕР

Высокоэффективный ферментный очиститель для хирургических инструментов, в том числе инструментов для малоинвазивной хирургии, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним



- высокая моющая активность
- низкие эффективные концентрации рабочих растворов: 0,05% - 0,1%
- отсутствует эффект сенсibilизации
- не повреждает обрабатываемые материалы

ПАЛМЕР



Высокоэффективный ферментный очиститель для хирургических инструментов, в том числе инструментов для малоинвазивной хирургии, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним

Характеристики:

- Полное отсутствие фиксации биологических загрязнений
- Высокая моющая активность, благодаря оптимальному сочетанию комплекса двух ферментов (протеаза+липаза) с неионогенными ПАВ
- Высокоэффективен при удалении биологических загрязнений различной природы и пленок биологического происхождения как с поверхности изделий, так и из каналов и полостей медицинского инструмента за счет механизма расщепления загрязнений с переводом «осколков загрязнений» в водорастворимую форму
- Может использоваться как ручным, так и механизированным способом - в ультразвуковых мойках, в специальных моечных машинах для эндоскопов - УДЭ-1 «КРОНТ» и другом моечном оборудовании
- Может использоваться многократно в течение рабочей смены при использовании ручного способа обработки
- Имеет щадящий для инструментов pH 7,5-9,0, не повреждает обрабатываемые изделия, в том числе термолабильные материалы
- Безопасен и прост в использовании: по параметрам острой токсичности средство относится к 4 классу малоопасных веществ
- Не обладает сенсibiliзирующим (аллергенным) действием

Состав:

энзимный комплекс 2-х энзимов (протеаза и липаза - 7,0%), неионогенные ПАВ ≤ 10%, стабилизатор энзимов, функциональные и технологические добавки.

Назначение, режимы применения:

- **Предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним ручным способом:** 0,1% рабочий раствор, время замачивания – 10 мин.
- **Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения ручным способом:** 0,1% рабочий раствор, время замачивания – 15 мин, для простых инструментов без полостей и замковых частей - 0,05% рабочий раствор, время замачивания - 10 мин.
- **Предстерилизационная очистка хирургических (включая микрохирургические) и стоматологических (включая вращающиеся) инструментов в ультразвуковых установках типа «Нугеа», «УЗВ» механизированным способом:** 0,1% рабочий раствор, время замачивания – 15 мин, для простых инструментов без полостей и замковых частей - 0,05% рабочий раствор – 5 мин.
- **Предстерилизационная, окончательная очистка (перед дезинфекцией высокого уровня - ДВУ) жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом:** 0,1% рабочий раствор, время замачивания -10 мин.
- **Очистка гибких эндоскопов в установке дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1 «КРОНТ» или установках другого типа механизированным способом:** 0,1% рабочий раствор, время обработки – 5 мин.
- **Предстерилизационная очистка инструментов к эндоскопам в ультразвуковых установках типа «Нугеа», «УЗВ», УЗО механизированным способом:** 0,1% рабочий раствор, время обработки -10 мин.
- **Предстерилизационная очистка лапароскопических инструментов в ультразвуковых установках типа «Нугеа», «УЗВ», УЗО или других механизированным способом:** 0,1% рабочий раствор, время обработки -15 мин.

Срок годности:

2 года.

Форма выпуска:

полимерные флаконы вместимостью 1 дм³.