

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «БОЗОН»  
А.В. Беляков  
« 6 » декабря 2013 г.



**ИНСТРУКЦИЯ № 41/Б-13**  
**по применению салфеток из нетканого полотна «Ви-драй»**  
**фирмы ООО «БОЗОН», Россия**

**2013 год**

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1. Салфетки «Ви-драй» представляют собой полотно из белого нетканого материала (размер 140×300(±25) мм) с высокой прочностью. Салфетки в виде перфорированной ленты свернуты в рулон и размещены в герметичную упаковку - банку из плотного полимера по ГОСТ Р 51760-2001 с двойными зажимными крышками (внутренняя - с функциональной прорезью по центру), ведро – диспенсер с ручкой и крышкой с дозирующим клапаном или в пленку из мягких полимерных материалов.

Срок годности салфеток – 5 лет.

1.2. Салфетки из нетканого полотна «Ви-драй» предназначены для использования, как в сухом виде в качестве ветоши, так и во влажном состоянии после их пропитки растворами дезинфицирующих средств в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, детских учреждениях, клинических, микробиологических и других лабораториях для очистки и дезинфекции (влажные салфетки) различных поверхностей в соответствии с режимами применения дезинфицирующего средства, указанными в утвержденной инструкции на дезинфицирующее средство.

## **2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Перед началом работы с дезинфицирующими средствами надеть резиновые перчатки.

2.1. Вскрыть банку или ведро-диспенсер с салфетками.

2.2. Аккуратно залить в банку или ведро-диспенсер с салфетками предварительно приготовленный рабочий раствор дезинфицирующего средства необходимой концентрации.

2.3. Количество раствора, необходимого для пропитывания салфеток зависит от количества салфеток в рулоне и плотности материала. Количество заполняемого раствора оценивается визуально и должно быть достаточным для полного пропитывания рулона салфеток, как по высоте, так и по диаметру рулона. Как правило, достаточно 2,5-3,3 л раствора (рекомендовано растворы дезинфицирующего средства «Трилокс», «Централь», «Бионса», «Венделин»), чтобы салфетки полностью пропитались и раствор ещё остался в банке или ведре-диспенсере.

2.4. Закрыть банку или ведро-диспенсер с салфетками и оставить на 10-15 минут для полного пропитывания рулона салфеток раствором дезинфицирующего средства.

2.5. После полного пропитывания салфеток раствором (по окончании времени выдержки), открыть крышку банки или ведра-диспенсера и протянуть через прорезь в крышке одну салфетку из центра рулона. Плотнo закрыть крышку на банке или крышку дозирующего клапана на ведре-диспенсере. Салфетки готовы к использованию.

2.6. Наклеить на банку или ведро-диспенсер дополнительную этикетку, на которой указать наименование используемого дезинфицирующего средства,

концентрацию используемого рабочего раствора, время дезинфекционной выдержки в мин., дату приготовления раствора, срок годности раствора, а также подпись ответственного лица.

2.7. При использовании открыть крышку банки или крышку дозирующего клапана ведра-диспенсера, вытянуть через отверстие необходимое количество салфеток, после чего плотно закрыть крышку.

**Важно! Закрывать плотно крышку банки или крышку дозирующего клапана ведра-диспенсера после каждого использования диспенсера.**

**Внимание! Категорически запрещается смешивать в одной банке или ведре-диспенсере разные средства (дезинфицирующие или моющие).**

В процессе использования салфеток необходимо следить за количеством раствора в банке или ведре-диспенсере во избежание высыхания салфеток. В случае необходимости долить раствор.

Срок использования рулона салфеток, пропитанного раствором дезинфицирующего средства, должен соответствовать сроку годности используемого рабочего раствора дезинфицирующего средства, указанного в инструкции по применению средства.

### **3. ОБРАБОТКА ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

3.1. Необходимым условием является освобождение диспенсера от остатков дезинфицирующего раствора и салфеток. Обработка диспенсера производится ручным способом.

3.2. Ручная процедура очистки: ополосните диспенсер и крышку проточной горячей водой (температура не ниже 55°C для гарантированного уничтожения легионеллы). Дайте внутренней поверхности диспенсера полностью высохнуть самостоятельно или просушите её чистой сухой салфеткой. Обработайте внутреннюю поверхность дезинфицирующим средством. Важно обработать всю поверхность, без пропусков, с помощью салфетки или спрея-насадки. Для лучшего достижения труднодоступных мест, диспенсер лучше перевернуть на время экспозиции.

**Важно:** после обработки дезинфицирующим раствором ополосните поверхность диспенсера водопроводной водой и просушите салфеткой.

### **4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Салфетки из нетканого полотна «Ви-драй» транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

4.2. При транспортировании и хранении не допускать ударов и механических повреждений тары.

4.3. При отрицательных температурах (транспортирование, хранение) изделие перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов.

4.4. Хранить в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, вдали от открытого огня и прямых солнечных лучей, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при температуре от 0°C до + 35°C.

4.5. Гарантийный срок хранения сухих салфеток – 5 лет.

## 5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

5.1. Салфетки из нетканого полотна «Ви-драй» контролируются по следующим показателям качества: внешний вид, размер салфетки, количество салфеток в потребительской упаковке, плотность нетканого полотна.

В таблице 1 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

**Таблица 1**

Показатели качества салфеток «Ви-драй»

| № п/п | Наименование показателей                            | Нормы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Методы испытаний      |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | Внешний вид                                         | Полотно из белого нетканого материала. В виде перфорированной ленты свернуты в рулон и размещены в герметичную упаковку - банку из плотного полимера по ГОСТ Р 51760-2001 с двойными зажимными крышками (внутренняя - с функциональной прорезью по центру), ведро-диспенсер с ручкой и крышкой с дозирующим клапаном или в пленку из мягких полимерных материалов. | По п. 4.2             |
| 2     | Количество салфеток в потребительской упаковке, шт. | 100-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | По п. 4.3             |
| 3     | Размер салфетки: длина, мм, ширина, мм              | 140 × 300 (± 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | По п. 4.4 (ГОСТ 3811) |
| 4     | Плотность нетканого полотна, г/кв. м                | 30-60 (±1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | По п. 4.5 (ГОСТ 3811) |

5.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид изделий определяют визуальным осмотром изделия.

5.3. Определение количества салфеток в потребительской упаковке.

Определение количества салфеток в потребительской упаковке проводят вручную.

5.4. Определение размера салфетки.

Размер салфеток определяют по ГОСТ 3811 с помощью линейки измерительной металлической по ГОСТ 17435 с диапазоном шкалы 0-250 мм. Для этого салфетку располагают на листе белой бумаги, измеряют размер в мм.

5.5. Плотность нетканого полотна определяют по ГОСТ 3811.